

Cette nouvelle technique de médecine esthétique a été présentée lors du Congrès international des dermatologues et chirurgiens plasticiens à Paris en janvier dernier par trois médecins :

Pr. Don DU TOIT (Afrique du sud), Dr. Gilbert AMGAR (France) et Dr. Antonio RUSCIANI SCORZA (Italie).

A l'inverse des procédés habituels d'injection, le Self Regenerin' consiste à utiliser les extraits plaquettaires concentrés autologues (provenant de la patiente elle-même) comme produit de comblement et de

Depuis la création des injections du visage, les attentes des médecins et des patients sont toujours les mêmes :

- s Améliorer la tolérance
- s Revitaliser les tissus
- s Améliorer la tenue des produits

Le Self Regenerin' répond à toutes ces attentes :

- s **C'est un produit 100% biocompatible** (le risque de réaction est minimal)
- s Les plaquettes ont des **vertus revitalisantes** exceptionnelles connues et utilisées depuis 10 ans en chirurgie réparatrice pour leurs vertus cicatrisantes et depuis 3 ans pour l'esthétique du visage (notamment en Espagne, Suisse, Corée, Afrique du sud, Etats-Unis)
- s Ce sont des cellules vivantes qui vont **recréer du tissu vivant là où elles sont injectées**
- s Il suffit d'un prélèvement sanguin (comme au laboratoire), suivi d'une centrifugation de 5 mn
- s On dispose d'une quantité de produit suffisante qui permet **de gérer l'ensemble du visage** (sillons naso-génien, plis d'amertume, cernes, lèvres, méso lift..).

Le Self Regenerin' : pour qui ?

- s Dès que la revitalisation devient importante (à partir de 45 ans)
- s Les personnes tant médecins que patients ne souhaitant pas de produit "étranger"
- s Les patients qui ont des antécédents de réaction à d'autres produits

Quelles sont les contre-indications ?

- s Maladie du sang
- s Cancer du visage
- s Traitement anticoagulant

Le Self Regenerin' : en pratique

- s C'est un acte médical, effectué par des médecins formés à la technique. L'AFSSAPS a classé cet acte en soins médicaux au patient avec nécessité d'asepsie
- s Le protocole conseillé comporte deux séances à trois mois d'intervalle puis entretien une fois par an
- s Un léger oedème peut survenir pendant quelques heures à J3 (libération des facteurs de croissance par les plaquettes)